

# \* M SERIES

Solutions standards pilotes-industrielles en bioréacteurs stérilisables en place de volumes totaux 30 à 200 litres

## **Domaines**

Biotechnologies, industries pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques, agroalimentaires, biocarburants, bioplastiques, biopolymères, agriculture, probiotiques, santé animale et nutrition, etc...

## **Applications**

- Développement de procédés à l'échelle pilote
- Etudes de changement d'échelle (scale-up/ scale-down)
- Production
- · Cultures microbiennes et cellulaire
- Procédés Batch, Fed-Batch, Perfusion et Culture continue

## Les avantages

- Système modulaire, adaptable selon les procédés
- Idéal pour les échelles pilotes et industrielles
- Logiciel LEONARDO intuitif et convivial : facilité de configuration, utilisation et traitement des données
- Contrôle et accès des paramètres à distance, téléassistance
- Excellent rapport qualité/prix

La série M constitue un ensemble de solutions standards, avec une large gamme d'options et d'accessoires, pour la réalisation de cultures en bioréacteurs stérilisables en place de 30 à 200 l à l'échelle pilote ou industrielle.









Solutions standards pilotes-industrielles en bioréacteurs stérilisables en place de volumes totaux 30 à 200 litres

SPÉCIFICATIONS PRODUIT	M SERIE 30	M SERIE 50	M SERIE 75	M SERIE 100	M SERIE 150	M SERIE 200
CUVES						
Volume total (I)	30	50	75	100	150	200
Ratio H/D	1:3					
Volume min. de travail (I)	7,5	12,5	18,5	25	37,5	50
Volume max. de travail (I)	22,5	37,5	56,5	75	112,5	150
Température max.	Température cuve : 151,8 °C Température double enveloppe : 161,9 °C					
Pressions	Pression cuve : -1 à 4 bar Pression double enveloppe : -1 à 5,5 bar					
Conception	Bioréacteur avec double enveloppe en acier inoxydable Double enveloppe autour et sous le bioréacteur Couvercle plat avec boulons rétractables Fond plat vidangeable					
Matériaux	Bioréacteur et pièces en contact avec le produit : AISI 316L Autres : AISI 304L Fenêtre de visualisation : verre borosilicate Plateforme et supports : AISI 30 Joints : silicone					
Finition	Toutes les parties en contact avec le produit : Ra < 0,4 μm Partie externe (cylindre et isolation) : Ra < 0,6 μm Miroir poli					
Hauteur (mm)	1600			2055		









#### SPÉCIFICATIONS PRODUIT

## **PORTS ET CONNEXIONS**

#### **Platine**

- 2 poignées de levage (à 180 °)
- 1 bride avec agitateur mécanique
- 2 ports DN12 / PG13,5 pour sonde anti-mousse
- 5 connecteurs TK 3/4 ": sortie gaz, SALAS, 2 vannes ajouts à membrane (option), port supplémentaire
- 1 connecteur TK 1 " 1/2 : verre de vue + lampe

#### Paroi latérale supérieure

- 1 sparger Toro ou frité
- 1 port TK 3/4 ": entrée de gaz Overlay
  1 connecteur TK 1 ": boules de pulvérisation (option) ou vannes ajouts à membrane (option)
- 1 verre de vue elliptique

#### Paroi latérale inférieure

- · 4 manchons Solaris pour sondes
- 2 connecteurs TK 3/4 ": vanne d'échantillonnage SIP. température
- 1 connecteur TK 1": boules de pulvérisation (option)

#### Fond de cuve

• 1 x connecteur TK 1" : vanne de récolte/vidange

#### **Double enveloppe**

· 4 connecteurs TC 3/4 ": entrée/sortie

#### **AGITATION**

#### **Position**

Par le haut

#### **Type**

Accouplement mécanique Standard : joint mécanique simple Option : double joint mécanique

#### Moteur

Brushless, assemblage direct Précision : 0,5 rpm 1- 2000 rpm

#### **Pales**

A choisir parmi: Rushton/Pitched, Marine/Blade

## **THERMORÉGULATION**

#### Sonde

Sonde de température Pt100

#### Contrôle

Contrôle PID - Précision 0,1 °C Boucle fermée avec 2 échangeurs de chaleur, pompe de recirculation et vannes Chauffe: vapeur dans la double enveloppe et/ou résistances électriques Refroidissement : circulation eau réfrigérée









### **SPÉCIFICATIONS PRODUIT**

## **GESTION DES GAZ**

#### Contrôle gaz Sparger et Overlay

Régulateur de débit (TMFC)

#### Configuration mélange de gaz (Air, CO2, O2, N2)

- 1 TMFC
- 4 vannes solénoïdes et/ou n TMFC additionnels

#### Sparger

A choisir parmi Toro ou poreux

#### Sortie

Condenseur + filtre 0,2 µm

## **POMPES PÉRISTALTIQUES**

#### Vitesse fixe

Watson Marlow 114FD/DV, 60 rpm, jusqu'à 50ml/min Watson Marlow 313 FDM, 175 rpm, jusqu'à 1750 ml/min Watson Marlow 520FDM/R, 230 rpm, jusqu'à 3450 ml/min

#### Vitesse variable

Watson Marlow 114ST Stepper Motor pump, jusqu'à 510 ml/min

#### Contrôle

Programmable depuis le logiciel (fonction, étalonnage)

## **OPTIONS**

- · Double joint mécanique
- · Stérilisation de la cuve à vide
- · Résistances électriques pour chauffe
- Système d'ajout re-stérilisable : vanne à membrane (manuelle ou automatique)
- Pompes péristaltiques (WM 114, WM 313, WM 520)
- Contrôle de débit gravimétrique : débit d'alimentation contrôlé par la mesure du poids
- Vannes de récolte et d'échantillonnage SIP manuelles et automatiques
- · Système CIP











## **TEMPÉRATURE**

**Sonde** 

Pt100

Gamme

0 à 150 °C

**Précision** 

0,1 °C

Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0

PΗ

Sonde

Capteur numérique, électrode combinée

Gamme

0 - 14 pH

Sensibilité

57 à 59 mV/ pH à 25 °C

Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0

Gamme de température

0 à 130 °C

Gamme de pression

0 à 6 bar

**Actionneurs** 

Pompes péristaltiques pour ajout de solutions acide/base et/ou ligne de gaz (CO2)

## P<sup>0</sup>2

Sonde

Capteur optique numérique

Gamme

0 à 300 % air saturation

**Précision** 

 $1 \pm 0.05 \%$ -vol;  $21 \pm 0.2 \%$ -vol;  $50 \pm 0.5 \%$ -vol

Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0

Gamme de température

-10 à 130 °C

Gamme de pression

0 à 12 bar

**Actionneurs** 

Cascade agitation, injection de gaz, ajouts liquides, etc...









## **REDOX (ORP)**

#### Sonde

Capteur numérique, électrode combinée

#### Gamme

± 1500 mV

#### Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0

#### Gamme de température

-10 à 130 °C

#### Gamme de pression

0 à 6 bar

## **ANTI-MOUSSE / NIVEAU**

#### Sonde

Capteur Solaris

#### Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0

#### **Actionneurs**

Pompe péristaltique pour ajouts

### CONDUCTIVITÉ

#### Sonde

Capteur numérique

#### Gamme

1 à 300 µS/cm

#### **Précision**

 $\pm$  3 % de 1  $\mu$ S/cm à 100 mS/cm  $\pm$  5 % de 100 à 300 mS/cm

#### Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0

#### Gamme de température

0 à 130 °C

#### Gamme de pression

0 à 20 bar









## PCO<sub>2</sub>

#### Sonde

Capteur numérique

#### Gamme

0 à 200 % saturation

#### Précision

± 10 % de la lecture + 10 mbar

#### Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0

#### Gamme de température

-20 à 130 °C

#### Gamme de pression

0 à 4 bar



## **DENSITÉ CELLULAIRE TOTALE**

#### Gamme

0 à 6 AU

#### **Précision**

99,25 %

#### Longueur d'onde, source

850 nm, LED

#### **Chemin optique**

10 mm (5 mm sur demande)

#### Gamme de température

0 à 90 °C, 141 °C max.

#### Gamme de pression

0 à 10 bar

#### Interface

RS485 Modbus









## **DENSITÉ CELLULAIRE VIVANTE** (ABER Instruments)

#### **Gamme mesure Capacitance**

0 à 400 pF/cm

#### Gamme

Dépendant de la taille des cellules mais typiquement : Levures (6  $\mu$ m) :  $10^6$  à  $10^{10}$  Cells/ml Bactéries (1  $\mu$ m) :  $10^9$  à  $10^{13}$  Cells/ml Cellules animales (12  $\mu$ m) :  $10^5$  à  $10^9$  Cells/ml Cellules végétales (50  $\mu$ m) :  $10^3$  à  $10^7$  Cells/ml

#### **Précision**

< +/- 3 ou 2 % de la lecture

#### Résolution

0,1 pF/cm

#### **Exactitude**

< ± 0,5 pF/cm, sans filtre actif

#### Stabilité

< ± 0,2 pF/cm à t°C constante avec une solution de conductivité standard de ~12 mS/cm

#### Interface

**RS485 Modbus** 

#### **POIDS**

#### Balance numérique

Pesons

#### Contrôle

Via logiciel LEONARDO 3.0











#### **UTILITÉS**

#### **Connexions électriques**

380-400 Vac, 50 - 60 Hz Connecteur industriel standard UEC 16A 5 poles (3P + N + GND)

#### Gaz Procédé (TMFC)

2,5 bar, comprimé sans huile Connecteur : 1/2" gaz mâle

#### **Air Instrument**

6 - 6.5 bar Connecteur rapide pour tubing 4 x 6 mm

#### Double enveloppe

1 bar, comprimé sans huile Connecteur rapide pour tubing 4 x 6 mm

#### Vapeur

HP : 2,5 - 3 bar, ½" gaz mâle LP : 1,5 - 2 bar, ½" gaz mâle

#### Eau de refroidissement (entrée)

1 - 1,5 bar

Connecteur : 1/2" gaz mâle

#### Sortie

Ouverte



LA SÉRIE M PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE DE L'ANALYSEUR DE GAZ METIS POUR UN SUIVI EN LIGNE DES CONCENTRATIONS EN 02 ET CO2 PRÉSENTES DANS LE **CIEL DE FERMENTEUR** 





#### **System-c bioprocess**

Allée de Chamillé - ZI du Bois des Lots 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux T. +33 (0)4 75 54 86 00

bioprocess@systemc.pro www.system-c-bioprocess.com